



ALPRO MEDICAL GMBH  
Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen  
Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

# BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 02.03.2021

Arbeitsbereich: \_\_\_\_\_

Tätigkeit: \_\_\_\_\_

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### WL-dry

Unter Druck verflüssigtes, farbloses Gas in Aerosolpackung mit Geruch nach Ether

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

**Achtung.** Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kontakt kann Kaltverbrennungen bzw. Erfrierungen verursachen. Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1). Geringes Treibhauspotential (GWP = 6)

## SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Gas nicht einatmen. Das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille wird empfohlen.

## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten. Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Polizei 110  
Feuerwehr 112

## ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.  
Hautkontakt: Betroffene Hautpartien mit lauwarmem Wasser spülen. Bei Hautreaktionen Arzt konsultieren.  
Augenkontakt: Sofort mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.  
Verschlucken: Stellt bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch keine Gefahr durch Verschlucken dar.

Notarzt Tel.: \_\_\_\_\_

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Restentleerte Verpackungen können in den Hausmüll gegeben werden.  
Befüllte Verpackungen an die Entsorgungsstelle geben.