

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung

Betrieb:

Bereich/Tätigkeit: Zahnarztpraxis/Dentallabor/Desinfektion

Datum: 2018-01

Gefahrstoffbezeichnung

DÜRR SYSTEM-HYGIENE FD 360 Kunstlederreinigung- und -pflege

Vertrieb: DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel-Nr. 07142 705-0 Fax-Nr.: 07142 705-500

Hersteller: orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D-70806
Kornwestheim
Tel-Nr.: 07154 1308-0 Fax-Nr.: 07154 1308-40

Notfallauskunft: 030 30686790 Giftnotruf Berlin

Gefahren für Mensch und Umwelt

kein Gefahrstoff

Das Produkt ist bei der im Abwasser auftretenden Verdünnung biologisch abbaubar.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technisch: Nur im Originalbehälter aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Persönlich: entfällt

Beschränkungen: entfällt

Verhalten im Gefahrenfall



Nach Verschütten/Auslaufen: Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Feuer: Bei Brand vorhandene Feuerlöscher einsetzen. Wenn Löschversuch nicht sofort erfolgreich ist, Fenster und Türen schließen, Raum verlassen, Feuerwehr rufen **(112)**.

Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: keine

Erste Hilfe



Allgemeine Hinweise: keine

Nach Einatmen: entfällt

Nach Hautkontakt: entfällt

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Notruf: 112

Notarzt/Rettungsdienst:

Sachgerechte Entsorgung

Produkt:

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 07 06 99 Abfälle a.n.g.

Ungereinigte Verpackung:

Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.